

KV9L



190094

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Service hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Forberedelsesdato: 2023-11-30

Original betjeningsvejledning

Tekniske parametre

Navn:	Mælkebeholder KV9L
Artikelnummer:	190094
Indhold i l:	4
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	155 x 185 x 220
Vægt i kg:	0,57

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

Version / egenskaber

- Designet til:
 - mælk
 - mælkepose
- Åbning til mælkeslange: i låget, Ø 12 mm
- Lågegenskaber: aftagelig

DK

Anvendelse



Fig. 1

Mælkekanden er beregnet til midlertidig opbevaring af mælk i mælkekøleren.

Fyldt med op til 4 liter mælk eller mælkeposer er mælkekanden det perfekte supplement til KV9L mælkekøler. Den afkølede mælk til fremstilling af cappuccino, kaffe med mælk, latte macchiato osv. tages direkte fra mælkekanden gennem åbningen i låget.

Henvisninger vedr. pleje og rengøring

1. Overhold pleje- og rengøringsinstruktionerne, før du bruger den første gang.
2. Mælkekanden skal rengøres regelmæssigt i slutningen af arbejdsdagen, om nødvendigt også oftere.
3. Skyl mælkekanden grundigt med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel.
4. Skyl indersiden af mælkebeholderen grundigt igen med rent vand for at fjerne rester af vaskemiddel.
5. Tør mælkekanden udefra med en blød, fugtig klud.

Opbevaring af mælkekanden

1. Rengør mælkekanden efter hver brug som beskrevet ovenfor.
2. Tør mælkebeholderen grundigt med en blød klud.
3. Opbevar mælkekanden på et tørt sted.