

TBGN110



300135

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2022-10-20

Originele gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Benaming:	Transportwagen TBGN110
Artikelnummer:	300135
Materiaal:	kunststof
Afmetingen legvlak (b x d) in mm:	490 x 660
Framehoogte in mm:	25
Totaal draagvermogen max. in kg:	100
Aantal zwenkwielen:	4
Zwenkwielen met remmen:	2
Diameter wielen in mm:	100
Afmetingen (b x d x h) in mm:	720 x 540 x 194
Gewicht in kg:	6,2

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

NL

Versie / eigenschappen

- Kleur: zwart
- Uitvoering: instelvlak met rand
- Ontworpen voor:
 - thermische transportcontainer GN110-1
 - thermische transportcontainer GN110-12
- Toepassing: transport
- Leveringsstaat: gebruiksklaar

Gebruik volgens bestemming

Elk gebruik van het apparaat voor andere doeleinden en / of afwijkend van het normale bedoelde gebruik zoals hieronder beschreven, is verboden en wordt beschouwd als onbedoeld gebruik.

Het volgende gebruik is in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Transporteren van thermische transportcontainers GN110-1 en GN110-12

Gebruik van een transportwagen

1. Pak de transportwagen uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
 2. Zet de transportwagen vast met sloten op de zwenkwielen voordat u de container voor thermische isolatie op de wagen plaatst.
 3. Plaats de thermocontainer op het frame van de transportwagen.
- De rand op de transportwagen voorkomt dat de transportcontainers wegglijden.



Afb. 1



Afb. 2

4. Beveilig zo nodig de thermische transportcontainer tegen omvallen.
5. Maak de vergrendelingen van de zwenkwielen los en zet de transportwagen in beweging.

Reiniging

1. Reinig de transportwagen met een mild schoonmaakmiddel en een zachte doek. Droog het ten slotte.

Gebruik geen schurende, oplosmiddelhoudende of bijtende middelen voor het reinigen, omdat deze het oppervlak van de transportwagen kunnen beschadigen.