

## Table trav. 700, L1300, AD

### Description

### Caractéristiques

• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Disponible sur demande :	Modèle spécial Le prix catalogue correspond aux dimensions standard supérieures de 850 mm à 900 mm
• Réglable en hauteur :	Oui
• Fond :	40 mm
• Pliage par dossier :	Soudé
• État lors de la livraison :	Sur toute la surface
• Modèle de plan de travail :	Sur toute la surface
• Modèle de tablette inférieure :	40 mm plié
• Propriétés :	Polissage Scotch-Brite Pieds réglables en tube carré 40 x 40 mm
• Tablette intermédiaire :	Non
• Dimensions plan de travail :	L 1300 x P 700 mm
• Matériau :	Acier inoxydable
• Remarque importante :	-
• Charge max. totale :	382 kg

► Continuer à la page suivante

## Table trav. 700, L1300, AD

- Charge max. par tablette : 275 kg
- Charge max. par tablette inférieure : 107 kg
- Tablette inférieure réglable en hauteur : Non
- Dimensions : L 1 300 x P 700 x H 850 mm
- Poids : 35,5 kg

## Table trav. 700, L1300, AD Produits complémentaires

### Tiroir 1 x GN 1/1 pour tables de tra



- Avec inserts en plastique : Non
- Tiroirs de format standard : 1/1 GN
- Compatible GN : Oui
- Propriétés : Pour l'installation sur place
- Remarque importante : -
- Dimensions intérieures : L 304 x P 526 x H 142 mm
- Matériau : Acier inoxydable

Code-No. 315107  
GTIN 4015613606514

### Colonne de tiroirs 3 x GN 1/1, table



- Nombre de tiroirs : 3
- Avec inserts en plastique : Non
- Tiroirs de format standard : 1/1 GN
- Compatible GN : Oui
- Propriétés : Pour l'installation sur place
- Remarque importante : -
- Dimensions intérieures : L 304 x P 526 x H 142 mm

Code-No. 315307  
GTIN 4015613606521

### Roulettes 4A pour tables de travail



- Roulettes de direction : 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Remarque importante : -
- Diamètre des roulettes : 125 mm
- Charge max., chacun : 150 kg
- Matériau : Acier inoxydable  
Caoutchouc
- Dimensions : L 55 x P 130 x H 160 mm

Code-No. 308243  
GTIN 4015613602288

### Spray d'entretien, AI, 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml
- Utilisation : Éliminer préalablement les saletés importantes comme les résidus de graisse  
Ne pas pulvériser sur des objets chauds.  
D'abord les laisser refroidir  
S'assurer que le flacon est à température ambiante et bien le secouer avant l'utilisation

Code-No. 173031  
GTIN 4015613360195

## Table trav. 700, L1300, AD

### Produits complémentaires

#### Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs



- Conçu pour : Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine
- Contenance : 2 x 1 litre
- Modèle : Liquide  
Hautement concentré

Code-No. 173078  
GTIN 4015613731926

#### Dégraissant F1L



- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : -
- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173276  
GTIN 4015613761176